

# 9062 - 9063

## Toilettenstuhl

Dieser klassische Toilettenstuhl mit Skai-Polsterung bietet optimalen Komfort und Hygiene. Fixe Armlehnen und eine starke Rückenlehne sorgen für eine hohe Stabilität dieses Toilettenstuhls. Die anatomisch geformte und gepolsterte Rückenlehne bietet einen hohen Sitzkomfort. Der Abstand zwischen dem Sitz und der Schale ist minimal.



Model 9063  
höhenverstellbare Füße



Model 9062





**Anatomisch geformte Rückenlehne für einen besseren Sitzkomfort**



**9063 Höhenverstellbare Beine**



**Weiche Polsterung für eine hohen Sitzkomfort**



**Minimaler Abstand zwischen Sitz und Eimer**

### Rahmenfarbe

### Polsterfarbe



C86



## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

**VERMEIREN** ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Qualitätsgarantie

Hinsichtlich der Qualität entsprechen die **9062** und **9063** den höchsten Normen, die von zertifizierten Prüfinstituten in den meisten europäischen Ländern festgelegt wurden.



## Caractéristiques techniques 9062 - 9063

■ Gesamtbreite	620 mm
■ Gesamthöhe	9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
■ Gesamtlänge	650 mm
■ Sitzbreite	430 mm
■ Höhe Armlehnen	215 mm
■ Sitzhöhe	9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

■ Höhe Rücken	400 mm
■ Sitztiefe	450 mm
■ Gewicht	9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
■ Maximales Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**