



# FOREST3+

## Benutzergewicht bis 250kg

**Vermeiren (Schweiz) AG**  
Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)



**Kunde:** \_\_\_\_\_








**Kommission:** \_\_\_\_\_









**Art.-Nr.:** \_\_\_\_\_







**Bemerkungen:** \_\_\_\_\_

Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer (exkl. MwSt)	<b>Preis</b>	(empf. Verkaufspreis)
<b>S</b> = Standard   <b>O</b> = Option ohne Aufpreis   <b>□</b> = Option mit Aufpreis	<b>CHF 10'830.00</b>	

AUSSTATTUNG				
Motor	10 km/h   2x350W   Batterie 2x12V-80Ah	<b>S</b>		
Sitzbreite	500 mm	<input type="radio"/>	-	
	550 mm	<input type="radio"/>	-	
	600 mm	<input type="radio"/>	-	
	650 mm	<input type="radio"/>	-	
	700 mm	<input type="radio"/>	-	
Sitztiefe	450 mm	<input type="radio"/>	-	
	470 mm	<input type="radio"/>	-	
	490 mm	<input type="radio"/>	-	
	510 mm	<input type="radio"/>	-	
	530 mm	<input type="radio"/>	-	
	550 mm	<input type="radio"/>	-	
Sitzhöhe (gemessen am Sitzrahmen ohne Kissen)	470 mm	<b>S</b>		
STEUERUNG				
Steuerung				
R	Rechts	<input type="radio"/>	-	
L	Links	<input type="radio"/>	-	
Wegschwenken				
SE53	Steuerung abschwengbar	<b>S</b>		
SE53Z	Steuerung abschwengbar und seitlich absenkbar	<input type="checkbox"/>	CHF	140.00
SE53A	Steuerung abschwengbar, 3 einstellbare Verriegelungspositionen	<input type="checkbox"/>	CHF	90.00
Optionen Steuerung				
LINX	Standardsteuerung REM 2xx Serie	<b>S</b>		
LCD	Steuerung mit integriertem LCD-Touchscreen	<input type="checkbox"/>	CHF	945.00
SE64-fix	Einzelbedienungen der Aktuatoren - fix <i>- nur mit abschwengbarem Joystick SE53</i>	<input type="checkbox"/>	CHF	785.00
SE64-schwengbar	Einzelbedienungen der Aktuatoren - schwengbar <i>- nur mit abschwengbarem Joystick SE53</i>	<input type="checkbox"/>	CHF	785.00
SE04	Kinnsteuerung (ausgestattet mit LCD-Touchscreen)	<input type="checkbox"/>	CHF	3'725.00
SE08	Rückensteuerung (der Joystick befindet sich an der Rückenlehne)	<input type="checkbox"/>	CHF	360.00
SE09	Begleitpersonsteuerung (zweite Steuerung an der Rückenlehne)	<input type="checkbox"/>	CHF	1'700.00
SE63	Softball Joystick	<input type="checkbox"/>	CHF	175.00

ARMLEHNEN FIX (nicht wegschwenkbar)				
	PU geschäumte Armpolster	<input type="checkbox"/>	<b>S</b>	
	Soft gepolsterte Armauflagen	<input type="checkbox"/>		-
	Schwarze kunstlederne Armauflagen	<input type="checkbox"/>	CHF	140.00
				
B660	PU-Armlehnen-Schale - <i>nicht möglich in Komb. mit Tisch B15 / Spiegel E74A / Seitenteil SE16</i>			
	Rechts	<input type="checkbox"/>	CHF	140.00
	Links	<input type="checkbox"/>	CHF	140.00
				
BEINSTUETZEN				
B06	Standard Beinstützen	<input type="checkbox"/>	<b>S</b>	
BA6	Verkürzte Standard Beinstützen (7 cm kürzer)	<input type="checkbox"/>		-
				
BK6	Beinstütze mit einem durchgehenden Fussbrett	<input type="checkbox"/>	CHF	160.00
				
VERSTELLBARE BEINSTUETZEN				
Rechte Seite				
BZ7	Winkel + Längenausgleich	<input type="checkbox"/>	CHF	280.00
BZ8	Winkel + Längenausgleich verkürzt (7 cm kürzer)	<input type="checkbox"/>	CHF	260.00
Linke Seite				
BZ7	Winkel + Längenausgleich	<input type="checkbox"/>	CHF	280.00
BZ8	Winkel + Längenausgleich verkürzt (7 cm kürzer)	<input type="checkbox"/>	CHF	260.00
				
FARBEN (Rahmen)				
<b>matt glanz</b>				
C4	Rot leuchtend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C5	Schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C8	Gelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C29	Silber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C55	Inox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C56	Mettalicblau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C59	Champagner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C71	Blau metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C72	Rot metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C73	Limonengrün metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C76	Weiss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C78	Hellblau metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C79	Softblau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C85	Hellgrün leuchtend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C87	Melonengelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C88	Gold	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
C89	Kupfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
	Andere Farben: Aufpreis nach technischer Abklärung		CHF	920.00
RUECKEN				
L34 Tub	Comfort Standardrücken / Rückenrohrrahmen mit Schiebebügel			
	Soft Bi-elastisch (grau)	<input type="checkbox"/>	<b>S</b>	
	Cordura/Bienenwabe (schwarz)	<input type="checkbox"/>	CHF	320.00
	Schwarzer Kunstleder (schwarz)	<input type="checkbox"/>	CHF	620.00
				
L44	Anpassbarer Nylon Kletttrücken mit Rückenrohrrahmen	<input type="checkbox"/>		-
				
SITZ				
L16F	Holzplatte mit Klettverschluss ohne Sitzkissen	<input type="checkbox"/>		-
L16F+L35 Soft	Abnehmbarer bi-elastischer Klettsitz + Holzplatte	<input type="checkbox"/>	<b>S</b>	-
L16F+L35 Net/Cord	Abnehmbarer Klettsitz Cordura/Bienenwabe + Holzplatte	<input type="checkbox"/>	CHF	320.00
L16F+L35 Skaï	Abnehmbarer schwarzer Klettsitz Kunstleder + Holzplatte	<input type="checkbox"/>	CHF	620.00

SITZ- & RUECKENVERSTELLUNG					
SE30	Manuell verstellbarer Sitz	<input type="checkbox"/>	S		
SE34	Manuell verstellbarer Rücken	<input type="checkbox"/>	S		
SE39	Elektrisch verstellbarer Sitz - 20° Neigung und elektrisch verstellbarer Rücken - 30° Neigung (2 Aktuatoren) (Sitzhöhe ohne Polster 470 mm)	<input type="checkbox"/>	CHF	3'225.00	
SE40	Elektrisch verstellbarer Sitz - 20° Neigung (1 Aktuatoren) (Sitzhöhe ohne Polster 470 mm)	<input type="checkbox"/>	CHF	1'325.00	
SE41	Elektrisch verstellbarer Rücken 30° Neigung (1 Aktuatoren) (Sitzhöhe ohne Polster 470 mm)	<input type="checkbox"/>	CHF	2'025.00	
RAEDER & BEREIFFUNG					
Vorderräder					
Grösse 260 mm	Luftbereifung / schwarz / Blockprofil	<input type="checkbox"/>	S		
	Luftbereifung / schwarz / Glattprofil	<input type="checkbox"/>	O	-	
	Luftbereifung / grau / Blockprofil	<input type="checkbox"/>	O	-	
	Pannensichere Bereifung / schwarz / Blockprofil	<input type="checkbox"/>	CHF	175.00	
	Pannensichere Bereifung / schwarz / Glattprofil	<input type="checkbox"/>	CHF	175.00	
Hinterräder					
Grösse 360 mm	Luftbereifung / schwarz / Blockprofil	<input type="checkbox"/>	S		
	Luftbereifung / schwarz / Glattprofil	<input type="checkbox"/>	O	-	
	Luftbereifung / grau / Blockprofil	<input type="checkbox"/>	O	-	
	Pannensichere Bereifung / schwarz / Blockprofil	<input type="checkbox"/>	CHF	240.00	
OPTIONEN SITZ & RÜCKEN					
SE16	Seitenteile plexi <i>- nicht möglich mit Armlehnen-Schalen B660</i>	<input type="checkbox"/>	CHF	175.00	
B22	Spreizkeil	<input type="checkbox"/>	CHF	185.00	
L04	Seitenpelotte	<input type="checkbox"/>	CHF	130.00	
	Rechts	<input type="checkbox"/>	CHF	130.00	
	Links	<input type="checkbox"/>	CHF	130.00	
L04S	Seitenpelotte (klein)	<input type="checkbox"/>	CHF	130.00	
	Rechts	<input type="checkbox"/>	CHF	130.00	
	Links	<input type="checkbox"/>	CHF	130.00	
L55	Individuell einstellbare Kopfstütze	<input type="checkbox"/>	CHF	270.00	
L58	Multipositionelle Kopfstütze	<input type="checkbox"/>	CHF	530.00	
OPTIONEN ALLGEMEIN					
B12	Therapietisch Universal	<input type="checkbox"/>	CHF	345.00	
B31	Gehstützenhalter	<input type="checkbox"/>	CHF	105.00	
B52	Infusionsständer	<input type="checkbox"/>	CHF	160.00	

OPTIONEN ALLGEMEIN					
B58L	Sicherheitsgurt	S			
SE01	Spritzschutz auf den beiden Hinterrädern	S			
SE06	USB-Ladeanschluss <i>- nur für Steuerung mit integriertem LCD-Touchscreen</i>	<input type="checkbox"/>	CHF	570.00	
SE19	LED-Fahrlicht und Blinker	S			
SE58	Taxihaken	S			
SE24	Trinkflaschenhalter	<input type="checkbox"/>	CHF	105.00	
SE74	Spiegel (1 Stück) <i>- nicht möglich in Kombination mit B66*</i>	<input type="checkbox"/>	CHF	65.00	
SE74A	Schwenkbarer Spiegel (1 Stück) <i>- nicht möglich in Kombination mit B66*</i>	<input type="checkbox"/>	CHF	130.00	

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise in CHF und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.  
Die Preise können abweichen bei Bestellungen als Ersatzteil (siehe aktuelle Preisliste).  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.