

Produkt: **ONE AIR+ - Scooter**

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



1	One	ONE AIR+ - Scooter	2'150.00
---	-----	---------------------------	----------

Kompakt und effizient

In sekundenschnelle vollständig zerlegbar. Der **ONE** Scooter kann mühelos verstaut und transportiert werden, das macht ihn für den Benutzer besonders bequem. Mit einem beeindruckenden kleinen Wenderadius von 115 cm, zeichnet sich der **ONE** als kompakte Indoor-Mobilitätslösung aus. Ideal für Fahrten zum Supermarkt, Restaurantbesuche oder zum Manövrieren in kleinen Räumen.

- Länge: 1030 mm
- Breite: 490 mm
- Höhe: 880 mm
- Sitztiefe: 370 mm
- Sitzbreite: 430 mm
- Sitzhöhe: 525 - 570 mm
- mit Luftbereifung 8x2,5 Zoll
- Bodenfreiheit: 110 mm
- Min. Wenderadius: 1150 mm
- Gel-Batterien 24V - 25Ah
- Motorleistung: 270 W
- Reichweite: ca. 30 km
- Geschwindigkeit: 8 km/h
- Gesamtgewicht: 50 kg
- Belastbarkeit: 136 kg

Spezifikation:

Farbe	Artikel-Nummer
schwarz / 4 Dekofarben	5146070

Pos.	Artikel	Bezeichnung		empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
ONE AIR+ - Scooter				
Zubehör:				
1	1919504	Gehstockhalter		169.05
1	3990651	Spiegel links		58.85
1	3990652	Spiegel rechts		