

Produkt: **ILLICO Pflegebett**

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



Illico

ILLICO Pflegebett

Auch als Niederflurbett verwendbar, da der Lattenrost auf minimal 298mm absenkbar und mittels hoher Hubhöhe von 530mm auf eine maximale Pflegehöhe von 828mm elektrisch verstellbar ist.

Grundausstattung:

- drei- motorig
- elektrische Höhenverstellung von 298 mm bis 828 mm
- elektrische Kopfteilverstellung
- elektrische Fußknickverstellung, zusätzlich ist das Fußteil manuell verstellbar
- sehr einfache, schnelle Montage bzw. Demontage mittels Klicksystem ohne Werkzeug
- 2 Paar Holz-Seitengitter mit Stirn- und Fussbrett in Buche Vollholz mit Griffleiste
- mit Aufrichter sowie Trapez
- vier bremsbare Räder
- Optional mit Zentralbremsen kopf- und fusseitig
- Matratzengröße 90 x 200 mm
- inklusive Transportadapter
- Anhebbar bis 828 mm
- Neigung der Kopfstütze bis max. 83°
- Gewicht: 95 kg
- Belastbarkeit: 135 kg

Spezifikation:

	Grösse / Ausführung	Artikelnummer	
1	Lattenrost Holz	8003605	2'370.00
1.1	Lattenrost Holz Zentralbremse für 4 Räder	8003669	2'580.00

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
		Zubehör:	
	8002701	Bettverlängerung Metall 20 cm	157.30
	2996671	Seitengitter Holz - 4 Paneelen Länge 220 cm (Kompletter Erweiterungssatz Fr. 421.00)	293.20
		Variante Seitengitter:	
			
	8003050	Geteilte Seitengitter Buche - rechte Seite	310.30
	8003070	Geteilte Seitengitter Buche - linke Seite	310.30