

Produkt: ALESIA - Pflege- und Ruhestuhl

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



1	Alesia	ALESIA - Pflege- und Ruhestuhl	2'370.00
---	--------	---------------------------------------	----------

Pflegestuhl mit hydraulisch verstellbarer Rückenlehne und Sitzkantelung, sowie manuell einstellbarer Beinauflage. Das Fussbrett lässt sich nach Wunsch ein- oder ausziehen. Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.

Grundausrüstung:

- Einstellbare Rückenlehne bis max. 30°
- Einstellbare Sitzkantelung bis max. 12°
- Winkelverstellbare Beinauflage
- 4 Laufrollen, davon zwei bremsbar
- Zentralfeststellbremse
- Richtungsfeststeller für einen leichten Geradeauslauf
- Schiebestange für Begleitperson
- Kopflehne mit Nackenkissen
- Gesamtbreite: 700 mm
- Sitzbreite: 540 mm
- Sitzhöhe: 530 mm
- Sitztiefe: 480 mm
- Rückenlehne: 800 mm
- Gesamtgewicht: ab 33 kg
- Benutzergewicht: 140 kg
- Rahmenfarbe weiss C47

Spezifikation:

Bezugs-Farbe	Artikel-Nummer
C32 - maisgelb	7500422
C33 - lavendel-blau	7500423
C37 - dunkel-blau	7500424
BR - braun	7500197
GS - grau	7500198
ZW - schwarz	7500199

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt	
ALESIA - Pflege- und Ruhestuhl				
Zubehör:				
1		AL04 - Seitenpelotten (Paar)		224.70
2	1903787	AL52 - Infusionshalter		124.10
3	1903788	AL83 - Sauerstoffhalter		117.70
4	1903790	AL84 - Dokumentenhalter		67.40
5	1903791	AL85 - Urinbeutelhalter		67.40
6	1907115	B12 - Therapietisch Universal		196.90
7	1903789	AL12 - Therapietisch Kunststoff		191.55