

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



1	Goliat	Goliat Artro - Rollator	790.00
---	--------	--------------------------------	--------

XXL-Rolator mit Unterarmauflagen

Grundausstattung:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe: 1140 - 1310 mm
- Abstand zwischen den Handgriffen: 580 mm
- Gesamtbreite: 650 mm
- Gesamtlänge: 750 mm
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzhöhe: 490 - 560 mm
- Sitztiefe: 410 mm
- Max. Neigung nach voren 15°
- Max. Neigung rückwärts 7°
- Max. Neigung seitwärts 3.5°
- Multifunktionsbremse
- Gehstützenhalter
- Ankipphilfe
- Räder 8"
- Gewicht: 13.35 kg
- Max. Belastung Korb: 5 kg
- Benutzergewicht: **200 kg**

Spezifikation:

Gestell-Farbe	Artikel-Nummer
rot	8003181
silber	8003180