

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



1	Trigo SE	TRIGO T - Swiss Edition Grundausstattung:	2'900.00
	B15A	Höhenverstellbare Armlehnen kurz	
	B06IN 70°	Standard Fusstützen Fussplatten winkelverstellbar Vorderräder 6 Zoll schwarz Antriebsräder 24 Zoll, pannensichere Bereifung schwarz	
	B74	Trommelbremse für Begleitperson Druckbremse	
	B78R	Kippschutz rechts	
	B78L	Kippschutz links	
	B80	Steckachse	
	L40	Sittuch Nylon schwarz mit Handytasche	
	B24TR	Sitzkissen Dicke 5 cm, Bezug 3D-Netz	
	PH04	Höhenverstellbare Schiebegriffe Fester Rückenrahmen Rückenhöhe 450 mm	
	L44	Rückenbespannung anpassbar Integrierte Rückentasche Bezug gepolstert 3D-Netz Sitzhöhe vorne: 500 mm Sitzhöhe hinten: 465 mm Sitztiefe: 420 mm Benutzergewicht 130 kg	

Spezifikation:

Artikel-Nummer	
Sitzbreite (cm)	Farbe blau C71G Rahmen hinten schwarz
40	4060520
42	4060521
44	4060522
46	4060523
48	4060524

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt	
------	---------	-------------	--	--

TRIGO T - Swiss Edition

Zubehör:

= Option mit Aufpreis

<input type="checkbox"/>	BK7	Stumpfauflage links		210.00
<input type="checkbox"/>	BL7	Stumpfauflage rechts		210.00
<input type="checkbox"/>	BZ8	Höhenverstellbare Beinstütze - links		250.00
<input type="checkbox"/>	BZ8	Höhenverstellbare Beinstütze - rechts		250.00
<input type="checkbox"/>	B20	Sicherheitsgurt ZW		42.00
<input type="checkbox"/>	B31	Gehstockhalter		94.00
<input type="checkbox"/>	B33	GEL-Überzug für Greiffreifen 24" (1 Stück)		62.00
<input type="checkbox"/>	B40	Bremshebelverlängerung (Paar)		150.00
<input type="checkbox"/>	B85	Speichenschutz		119.00

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise in CHF und verstehen sich exkl. der gesetzlichen MwSt.
Die Preise können abweichen bei Bestellungen als Ersatzteil.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.