

Produkt: **FALCON - Patientenlifter**

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
			
1	8003235	FALCON - Patientenlifter Ein perfekter Mix aus Sicherheit und Technologie. Falcon ermöglicht einen einfachen und bequemen Transfer des Patienten. Die 2 Bremsen sorgen dafür, dass die Rollen blockiert werden, was eine optimale Sicherheit während des Transfers gewährleistet. Dank der durchdachten Konzeption wird das manövrieren des Falcon für Patient und Begleitperson zu einem einfachen Vorgang. Grundausstattung: • Perfekte Seitenstabilität durch verstellbare Rahmenschenkel • Wechsel zwischen der niedrigsten und der höchsten Position in 48 Sekunden • Manuelle Notabsenkung • zerlegbar für einfachen Transport und Lagerung • Not-Stopp Taste • Bedienung mit Batteriestatusanzeige • Tiefste Position des Auslegers: 509 mm • Höchste Position des Auslegers: 1609 mm • Hebebereich: 1100 mm • Gesamtlänge: 1158 mm • Gesamtbreite (geschlossen): 565 mm • Gesamtbreite (geöffnet): 1236 mm • Bodenfreiheit: 11,5 cm • Eigengewicht 35 kg • Tragkraft: 130 kg • Gestellfarbe weiss • verschiedene Gurtsysteme	1'375.00

Gurte nach Wahl - Preise und Spezifikation Seite 2

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--

FALCON - Patientenlifter

Zubehör:

Gurt - Standard




Gurt - Komfort



Gurt - Hygiene



Die verschiedenen Größen werden durch einen Farbcode am Saum gekennzeichnet.



- Mittel (M) Gelb
- Groß (L) Blau
- Extragroß (XL) Schwarz

Spezifikation			Artikel-Nummer / Preis (exkl. MwSt)			
Ausführung	Modell	Patientengewicht	Polyester		Netz	
Standard	M	40 - 90 kg	1903824	203.30	1905475	267.50
	L	70 - 120 kg	1903823		1905476	
	XL	100 - 200 kg	1905478		1905477	
Komfort (mit Kopfstütze)	M	40 - 90 kg	1905359	278.20	1905479	374.50
	L	70 - 120 kg	1905251		1905480	
	XL	100 - 200 kg	1905360		1905481	
Hygiene (mit Toiletten- ausschnitt)	M	40 - 90 kg	1905357	203.30	1905482	256.80
	L	70 - 120 kg	1905250		1905483	
	XL	100 - 200 kg	1905358		1905484	

S T A N D A R D					
erhältlich in den Grössen M - L - XL					
	A	B	C	D	
M	740	370	430	400	
L	790	420	480	430	
XL	850	480	520	450	

K O M F O R T

erhältlich in den Grössen
M - L - XL

	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400

The diagram shows a top-down view of the upper back and shoulder region of a garment. It features a central vertical opening, likely for a zipper or button placket. Dimension lines with arrows indicate the following measurements:

- A**: The width of the upper chest/shoulder area.
- B**: The width of the shoulder blades area.
- C**: The width of the lower back area.
- D**: The width of the central opening at the bottom.
- E**: The width of the shoulder straps or side panels.

H Y G I E N E					
erhältlich in den Grössen M - L - XL					
	A	B	C	D	
M	740	220	580	410	
L	780	260	660	470	
XL	860	310	710	500	