

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
			
1	8002946	ECO-LIGHT II - Leichtgewichtrollator Grundausrüstung: <ul style="list-style-type: none"> • höhenverstellbare Schiebegriffe 800 mm - 930 mm • Gesamtgewicht: nur 7,5 kg • Gesamtbreite: 615 mm • Gesamtlänge: 695 mm • Sitztiefe: 305 mm • Sitzbreite: 355 mm • Sitzhöhe: 560 mm • mit gepolsteter Rückenstütze • Korb unter dem Sitz sicher zu verstauen • Reissverschluss tasche unter dem Sitz • bequemer grosser Sitz • Gehstützenhalter • Ankipphilfe • einfach zu falten • Belastbarkeit: 120 kg • Rahmenfarbe: grau 	230.00