

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
			
1	1905811	V-Drive Elektrische Schiebehilfe für manuelle Rollstühle Die elektrisch betriebene Schiebehilfe zur Bedienung für eine Begleitperson unterstützt den Fahrbetrieb beim Schieben durch zusätzlichen Antrieb eines Antriebsmotors, der mittig unter dem Rollstuhl montiert wird. Sie unterstützt eine Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls, zur Überwindung von Steigungen oder zur Entlastung für einen Spaziergang im Freien. Anbaubar für manuelle Rollstuhlmodelle. Grundausrüstung: <ul style="list-style-type: none"> • Verstärkte Version HD mit Motor 200W - max. Belastung 200 kg- inkl. Rollstuhl • einfach zu montieren • inkl. 2x12V 12 Ah Batterien • Batteriepack auch extern zu laden • inkl. Ladegerät • max. 6 km/h Geschwindigkeit • inkl. Montagezubehör • inkl. Gurtsystem für den Freilauf • Geschwindigkeitsverstellung • Batterieanzeige • Vorwärts-/Rückwärtsgang • Bedienteil abnehmbar • einfach abnehmbar, für den Transport • Reichweite ca. 15 km • inkl. Tragetasche für den Transport 	1'800.00
		Zubehör:	
	1903976	Telescop-Rohr Sitzbreite 48-60 cm	75.95
	1903977	Telescop-Rohr Sitzbreite 65-70 cm	75.95