

Forest 3

Fahrspaß pur - für Innen und Außen



Abgebildete Funktionen können optional sein.



VERMEIREN
we care for you



Kompakt, solide und leistungsstark

Der FOREST 3 ist der perfekte Begleiter für Benutzer, die einen kompakten Indoor-Rollstuhl und zu gleich ein leistungsstarkes Outdoor-Modell suchen. **Stärke, Komfort** und **Anpassungsfähigkeit** sind die Hauptmerkmale des FOREST 3.

Stärke & Spezifikationen

1 Pendelachse
Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt (bis zu 100 mm Differenz).

2 Bodenfreiheit bis 7,4 cm

3 Verstellbare Federung hinten



4 Leistungsstarke 350 W Motoren für 10 km/h Version

Standardmäßig mit 80 A/h-Batterien



Die Pendelachse an der Vorderseite gewährleistet den Kontakt aller vier Räder mit dem Boden und sorgt für ein reibungsloses Fahrgefühl. Mit der optionalen **V-STAB-Technologie** kann der Benutzer auch auf unebenen Terrain geradeaus fahren, ohne ständig kompensieren zu müssen. Der Benutzer wird den Komfort des FOREST 3 mit vorgeformter Polsterung und individuellen Einstellungsmöglichkeiten, die diesen Stuhl in hohem Maße anpassbar machen, sehr zu schätzen wissen.



Komfort

- 1 Vorgeformte Kissen** für Sitz und Rückenlehne sorgen für optimalen Sitzkomfort und einfache Pflege.
- 2 Elektrisch oder manuell** verstellbarer Sitz und Rücken.
- 3 Die Pendelachse** sichert einen permanenten Bodenkontakt auch im unwegsamen Gelände.

Verstellbarkeit

1 Geniales System zur Einstellung der **Armlehnen**: Für den Transfer abschwenkbar, in Höhe und Breite, Tiefe und Winkel einstellbar.



- 2 Winkelverstellbare Armauflagen**, in Höhe und Tiefe einstellbar.
- 3 abschwenkbare Bedieneinheit** nach innen und außen, auch in der Höhe verstellbar.
- 4 Einstellbare Sitztiefe.**

Technische Angaben Forest 3

■ Gesamtbreite	595 / 610 / 650 mm
■ Gesamtlänge	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Gesamthöhe	1036 mm
■ Sitzhöhe	430 - 480 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 / 500 mm
■ Sitztiefe	420 - 520 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 350W
■ Geschwindigkeit	10 km/h
■ Reichweite	50 km
■ Gewicht	139 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich

Optionen



L44 - anpassbarer Rücken/Klett



SE26 - Schiebegriff



SE28 - Gepäckträger



SE16 - Seitenplatten Plexiglas



SE02 - Tischsteuerung



L58 - Individuelle Kopfstütze



SE09 - Doppelsteuerung



SE04 - Kinnsteuerung

Dies ist nur ein kleiner Teil aller möglichen Optionen. Wenden Sie sich für weitere Optionen an unsere Vertreter.

Farben

Der Forest 3 wird in vielen verschiedenen Farben angeboten - matt oder glänzend.



SE42 - Sitzlift

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

www.vermeiren.ch - info@vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
we care for you