

ceres



VERMEIREN
we care for you

ceres

Der CERES SE ist ein Outdoor-Scooter, der Design, Qualität und Komfort harmonisch vereint und in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Komfort und Leistung das optimale Gleichgewicht für tägliche Fahrten bietet.

10
km/h



Umbra
grau



Light
beige



Silber



Rot



DISPLAY

Einfach in der Handhabung



EINKAUFSKORB

abnehmbar




LENKSÄULE

verstellbar für
mehr Fahrkomfort



LED LICHT SYSTEM

LED-Blinklichtanlage vorne
und hinten mit Blinkern



FEDERUNG

Integrierte Stossdämpfung für
ein ruhigeres Fahrgefühl



DREHBARER UND VERSTELLBARER SITZ

für mehr Komfort, ausgestattet mit
einer abnehmbaren Kopfstütze

GESCHWINDIGKEIT
bis zu
10 km/h

FAHRRBEREICH
bis zu
48 km

BENUTZERGEWICHT
bis zu
140 kg



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gesamtbreite	620 mm
Gesamtlänge	1300 mm
Gesamthöhe	1280 mm
Sitzhöhe	450-500 mm
Wendekreis	2800 mm
Reichweite*	48 km
Motoren	450 W
Geschwindigkeit*	10 km/h
Gewicht	106 kg
Benutzergewicht	140 kg
Batterie	2x12V - 50Ah

*Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4.

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



VERMEIREN
we care for you