



V100 XL

Fauteuil roulant standard renforcé

Le modèle V100 XL, premier de la série V, est idéal pour une utilisation polyvalente. Ce fauteuil roulant, robuste et solide, est conçu en acier et peut supporter un utilisateur pesant jusqu'à 170 kg. Il offre également une vaste gamme d'options de personnalisation.



VERMEIREN
we care for you

Des tailles plus grandes

Des tailles plus grandes et une vaste gamme d'options permettent de personnaliser votre fauteuil roulant pour qu'il corresponde parfaitement à vos besoins.

Le double croisillon assure une stabilité accrue, tandis que les trois hauteurs d'assise, les trois hauteurs de dossier, et les trois options de revêtement pour les accoudoirs rendent ce fauteuil roulant polyvalent.

Couleurs



► 3 largeurs d'assise

► 3 hauteurs d'assise

► 3 positions d'accoudoir

► Poids maximum de l'utilisateur : 170 kg

► Plusieurs options disponibles

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	740 / 770 / 810 mm
■ Hauteur totale	890 - 950 mm
■ Longueur totale	1060 mm
■ Largeur pliée	375 mm
■ Largeur d'assise	530 / 560 / 600 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 240 mm

Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **V100 XL** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



■ Hauteur d'assise	470 - 530 mm
■ Hauteur dossier	380 mm
■ Profondeur siège	490 mm
■ Poids	21,4 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	170 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.