

POIDS UTILISATEUR  
**250 KG**

# Forest 3+

fauteuil électrique grandes tailles

**Le Forest 3+ est un fauteuil roulant électrique spécialement conçu pour les grandes largeurs d'assise** et pour un poids d'utilisateur plus élevé, jusqu'à 250 kg. Il est équipé de commandes électroniques modernes et d'une large gamme d'options.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Adaptabilité

Compact, solide et performant. Le FOREST 3+ est le compagnon idéal pour les utilisateurs qui recherchent un fauteuil roulant pour l'intérieur et en même temps un modèle performant pour l'extérieur. Force, confort et adaptabilité sont les principales caractéristiques du FOREST 3.

Le palonnier articulé à l'avant permet de franchir les dénivelés tout en gardant les quatre roues au sol et en assurant une souplesse de conduite sans égal. L'utilisateur appréciera le confort du FOREST 3+ avec son dossier préformé et ses possibilités de réglage qui rendent ce fauteuil totalement personnalisable.



## Couleurs (couleurs mates et brillantes)



32 coloris sont disponibles. Pour + d'informations, consultez notre gamme en ligne.

## Options



SE09 - Double commande tierce personne



SE04 Commande au menton



SE55 - Commande renforcée



L58 - Appui-tête à former réglable



SE83 - Mini-Joystick



B66MAL - Manchettes Hémiplegiques

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Longueur totale	1145 - 1163 mm
■ Hauteur totale	1100 mm
■ Hauteur d'assise	450 mm
■ Largeur d'assise	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Profondeur du siège	450 - 550 mm

■ Batteries	2 x 12V / 80Ah
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	49 km
■ Poids	134,35 kg
■ Poids d'utilisateur	250 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. \*L'autonomie est calculée selon les normes européennes. \*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

## VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Suisse

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.