

# Alesia

## Multifunktionaler Pflegestuhl

Pflegestuhl mit hydraulisch verstellbarer Rückenlehne und Sitzkantelung, sowie manuell einstellbarer Beinauflage. Das Fussbrett lässt sich nach Wunsch ein- oder ausziehen. Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Komfort

Die Verwendung von vier Laufrollen (Ø 125 mm) ermöglicht eine leichte Fahr- und Lenkbarkeit.

Die durchgängige Sitzauflage und die verstellbare Beinauflage unterstützen eine komfortable Lagerung. Die Fußplatte kann unter den Sitz gezogen werden, die Armlehnen sind höhenverstellbar und für einen seitlichen Patiententransfer absenkbar.

Die Serienausstattung umfasst die Zentralfeststellung der Bremsen, Richtungsrad für einen stabilen Geradeauslauf, den anatomisch gepolsterten Rücken (durch Patient oder Begleitperson verstellbar), sowie die verstellbare Sitzkantelung.

## Farben



## Zubehör

- AL04 - Seitenpelotten (Paar)
- AL52 - Infusionshalter
- AL83 - Sauerstoffhalter
- AL84 - Dokumentenhalter
- AL85 - Urinbeutelhalter
- B12 - Therapietisch Universal
- AL12 - Therapietisch Kunststoff



## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

**VERMEIREN** ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Alesia** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	700 mm
■ Gesamthöhe	1330 mm
■ Gesamtlänge	800 mm
■ Sitzbreite	540 mm
■ Sitzhöhe	530 mm
■ Sitzkantelung	12°

■ Sitztiefe	480 mm
■ Höhe Rücken	800 mm
■ Höhe Armlehnen	0 - 270 mm
■ Gewicht	33 kg
■ Maximales Benutzergewicht	140 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.