


Eagle 625

Patientenlifter

Der Patientenlifter Eagle 625 vereint Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die hochwertigen Leichtlaufrollen in Verbindung mit der schmalen Gesamtbreite ermöglichen einen leichten Transfer auch in der häuslichen Umgebung. Zum Verstauen lässt sich der Patientenlifter auch ohne Werkzeug leicht zusammenfallen und hochkant lagern.



Lifertücher

Zu unseren stabilen und leicht bedienbaren Patientenliftern erhalten Sie verschiedene Lifertücher. Ob als Standardversion, Hygiene- oder Komfortversion mit Oberkörperstützung; unsere Lifertücher bieten für die unterschiedlichen Einsatzgebiete die gewünschte Unterstützung. Die verschiedenen Größen werden durch einen Farbcode am Saum gekennzeichnet.

- Mittel (M) Gelb
- Groß (L) Blau
- Extragroß (XL) Schwarz

Patientengewicht:

M (gelb) 40 - 90 kg
L (blau) 70 - 120 kg
XL (schwarz) 100 - 200 kg

Farben

C29
grau



Technische Informationen

■ Gesamtbreite geschlossen	680 mm
■ Gesamtbreite geöffnet	1225 mm
■ Höchste Position	1810 mm
■ Gesamtlänge	1290 mm
■ Höhe gefaltet	480 mm
■ Länge gefalt	1220 mm

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind


VERMEIREN ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

HYGIENE

erhältlich in den Größen

M - L - XL - Standard oder Netzstruktur

	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500




KOMFORT

erhältlich in den Größen

M - L - XL - Standard oder Netzstruktur

	A	B	C	D
M	750	350	470	270
L	820	380	490	400
XL	900	430	590	400




STANDARD

erhältlich in den Größen

M - L - XL - Standard oder Netzstruktur

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
X	800	480	520	450



■	
■	
■	Unterfahrbarkeit / Höhe des Fahrgestells 111,5 mm
■	Gewicht 42 kg
■	Maximales Benutzergewicht 175 kg
■	zusätzliche Information CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.