

Albatros

Aktivlifter

Einfachste Bedienung und höchster Sicherheitsstandard machen den Aktivlifter zu einem zuverlässigen Partner für den Transfer und den Transport von Personen.



VERMEIREN
we care for you

GURTSYSTEM

erhältlich in den Größen M - XL


M	XL
40 - 120 kg	100 - 150 kg

Farben

C29
grau

Hauptmerkmale

- Kompletz zusammenlegbar für den Transport
- Non-Stopp Taste
- Integriertes Akku-Ladegerät
- Lenkrollen mit Bremse
- 2 Gurtgrößen wählbar



Technische Informationen

■ Gesamtbreite geschlossen	584 mm
■ Gesamtbreite geöffnet	945 mm
■ Tiefste Position	1040 mm
■ Höchste Position	1739 mm
■ Gesamtlänge	1046 mm
■ Höhe gefaltet	500 mm

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Albatros** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



■ Unterfahrbarkeit / Höhe des Fahrgestells	117 mm
■ Gewicht	44,85 kg
■ Maximales Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.