

Produkt: **INTERVAL XXL- Pflegebett**

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



Interval **INTERVAL XXL Schwerlast - Pflegebett**
 Die in Holz ausgeführte Vorder- und Rückseite gibt diesem höhenverstellbaren Bett einen häuslichen Charakter. Die warme Ausstrahlung des Holzes verwandelt das Bett in ein Möbelstück, das in jedes Schlafzimmer passt. Zudem ist es sehr pflegeleicht.

Grundausrüstung:

- optimale Einstellungen dank 3 Motoren
- mit Knieknick
- sehr grosser Verstellbereich (37 cm - 80,5 cm)
- Seitengitter, Aufzugstange und Aufzugsbügel
- Handschaltgerät für Höhe, Kopfteil und Knieknick
- Einzeln bremsbare Räder
- Einfacher Transport (zerlegbar ohne Werkzeug)
- Platzsparende Lagerhaltung dank zerlegbarer Liegefläche
- Auf Wunsch mit Zentralfeststellbremse
- Breite: 120cm-Bett =133cm/140cm-Bett=153cm
- Länge: 120cm-Bett =208cm/140cm-Bett=208cm
- Absenkbar bis: 37 cm
- Anhebbar bis: 80,5 cm
- Neigung der Kopfstütze bis max.: 70,5°
- Gewicht: 120cm-Bett=124 kg/140cm-Bett=139kg
- Max.sichere Arbeitslast: 120cm-Bett=275kg
- Max.sichere Arbeitslast: 140cm-Bett=275kg

Spezifikation:

	Grösse / Ausführung	Artikelnummer	
1	Interval-Bett 120 x 200 cm	8001396	4'640.00
1.1	Interval-Bett 140 x 200 cm	8001457	4'740.00

Zubehör:

1995171	Wandabweiser seitlich	50.00
1995839	Wandabweiser Kopf / Fussteil	50.00