

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



1	Albatros	ALBATROS - Aufstehlifter	2'250.00
---	----------	---------------------------------	----------

Der Vermeiren Albatros wurde entwickelt, um den Patienten einen echten Komfort während des Transfers zu bieten, aber auch dem Pflegepersonal die Arbeit zu erleichtern. Der Albatros ist für Personen mit Geh- und Bewegungsbehinderungen bestimmt.

Grundausrüstung:

- Komplett zusammenlegbar für den Transport
- Non-Stopp Taste
- Integriertes Akku-Ladegerät
- Lenkrollen mit Bremse
- Elektrischer Notablass des Ablegers
- Gesamtbreite: 580 - 940 mm
- Höhe von: 1040 - 1730 mm
- Eigengewicht: 44,8 kg
- Tragkraft: 150 kg
- 2 verschiedene Gurtengrößen wählbar

Spezifikation:

Gestell-Farbe	Artikel-Nummer
C29 - grau	8001829

Gurte nach Wahl - Preise und Spezifikation:



GURTSYSTEM	
erhältlich in den Größen M - XL	
M	XL
40 - 120 kg	100 - 150 kg

1906029	Tragband "M"	258.00
1906030	Tragband "XL"	258.00