

Produkt: **CARPO 2 XD-SE - Scooter**

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



-  dunkelgrau
-  silber
-  rot
-  beige

1	Carpo 2	Carpo 2 XD-SE - Scooter	5'200.00
---	---------	--------------------------------	----------

Der rahmengefederte Scooter CARPO 2 XD SE in verkürzter Bauform und mit Stollenbereifung für besondere Geländegängigkeit. Serienmäßig mit LCD-Display und 80 Ah-Batterien für maximale Reichweite. Zwei Rückspiegel, USB-Anschluss, Ablageschale und Einkaufskorb mit Quick-Verschluss komplettieren die Ausstattung ebenso wie der Komfortsitz mit Sitztiefen-, Sitzhöhen- und Rückenverstellung sowie höhenverstellbarer Kopfstütze. Die Armlehnen sind höhen-, breiten- und neigungsverstellbar. LCD digitale Anzeige mit Temperatur- und Geschwindigkeitsanzeige, sowie Kilometerzähler. XD- für den Einsatz im steilen Gelände, mit verstärktem Getriebe und Elektronik, bei extremen Anforderungen oder starker Belastung.

- Länge: 1550 mm
- Breite: 660 mm
- Höhe: 1390 mm
- Sitztiefe: 480 mm
- Sitzbreite 480 mm
- Sitzhöhe: 490 - 565 mm
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Batterien: 2 x 12V - 80AH
- Motorleistung: 750 Watt
- Reichweite: ca. 55 km
- Steigfähigkeit: 15%
- Gesamtgewicht: 144 kg
- Belastbarkeit: 150 kg
- Farben: dunkelgrau - silber - rot - beige








Spezifikation:

Farbe	Artikel-Nummer
dunkelgrau	5147037
silber	5143676
rot	5138112
beige	5147036

Pos.	Artikel	Bezeichnung		empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--	--

CARPO 2 XD-SE - Scooter

Zubehör:

1	1908152	Transportbox		166.00
2	1917059	Befestigung für Gepäckablage		110.00
3	1906227	Gehstockhalter		158.00
4	1913980	Rollatorhalter Für Modell Vermeiren Quadri Light / Quava		150.00
5	1904796	Rollatorhalter Für Modell Vermeiren 286 / Eco-Light II / Eco-Plus		126.00
6	1919008	MOVO Wetterdach		1'250.00
7	1921617	Abdeckhaube schwarz		230.00