



Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



-  dunkelgrau
-  silber
-  rot
-  beige

1	Ceres-SE	Ceres SE - Scooter	3'800.00
---	----------	---------------------------	----------

Outdoor-Scooter in neuem Design mit ergonomisch geformtem Sitz inklusive höhenverstellbarer Kopfstütze. Der CERES SE ist serienmässig ausgestattet mit Rückenneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, seitlich verstellbaren Armlehnen, die auch noch höhenverstellbar und abklappbar sind. Er hat ebenso eine stufenlos winkelverstellbare Lenksäule mit P-Lenker, zwei Rückspiegel und einen Einkaufskorb, der mit Quick-Release entriegelbar ist. Auch mit LED-Beleuchtung und LED-Fahrtrichtungsanzeigern. Besonderen Fahrkomfort für den Outdoor-Betrieb bieten die Zentralfederung der Hinterachse, sowie die beidseitigen Federungen der Lenkräder.

- Länge: 1300 mm
- Breite: 620 mm
- Höhe: 1280 mm
- Sitztiefe: 450 mm
- Sitbreite: 430 mm
- Sitzhöhe: 450 mm - 500 mm
- Geschwindigkeit: 10 kmh
- Batterien: 2 x 12V - 50AH
- Motorleistung: 450 Watt
- Reichweite: ca. 48 km
- Steigfähigkeit: 10%
- Gewicht: 106 kg
- Belastbarkeit: 140 kg
- Farben: dunkelgrau - silber - rot - beige

Spezifikation:

Farbe	Artikel-Nummer
dunkelgrau	5147033
silber	5135152
rot	5135154
beige	5147032

Pos.	Artikel	Bezeichnung		empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--	--

Ceres SE - Scooter

Zubehör:

1	1908152	Transportbox		166.00
2	1917059	Befestigung für Gepäckablage		110.00
3	1906227	Gehstockhalter		158.00
4	1913980	Rollatorhalter Für Modell Vermeiren Quadri Light / Quava		150.00
5	1904796	Rollatorhalter Für Modell Vermeiren 286 / Eco-Light II / Eco-Plus		126.00
6	1919008	MOVO Wetterdach		1'250.00
7	1997570	Abdeckhaube grau		179.00